



Cochlear *Family*

GUIA PARA OS CUIDADOS E A MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO

Mantenha seus processadores de som em bom estado usando esse guia simples.

DICAS PARA OS CUIDADOS DIÁRIOS



Mantenha seu processador seco

- A umidade é frequentemente a principal causa dos problemas no processador de som. Você pode impedir isso limpando seu processador externo a cada noite com um pano macio e então colocá-lo no desumidificador.
- Coloque um lembrete em sua agenda para trocar a sílica do seu kit a cada dois meses.



Entrar em uma rotina de limpeza

- **Processadores de som retroauriculares:** A limpeza diária do seu dispositivo facilitará a manutenção. Lembre-se de limpar o seu processador, o cabo de antena, o ímã e o gancho de orelha com um pano macio todos os dias. Você não precisa desconectar o seu gancho de orelha ou o cabo de antena.

DICA: , certifique-se de que o cabo de antena ainda esteja completamente conectado no soquete da antena. Um cabo solto pode ser a causa de uma série de problemas, como um som intermitente, ou até mesmo a ausência total de som.

- **Processadores de som extra-auriculares:** Se você tem um processador de som extra-auricular, simplesmente limpe o processador de som com um pano macio.



Verifique seu protetor de microfone

- Um som distorcido ou pouco claro pode ser causado por algo tão simples como uma capa de microfone suja, portanto verifique os sinais de sujeira ou de pó toda noite.
- Para manter um som claro, nós recomendamos substituir seu protetor de microfone a cada três meses (ou quando necessário). É muito importante trocar os protetores de microfone regularmente porque eles retêm partículas fora da unidade do processador. Com o tempo, elas bloqueiam as entradas, então quando você trocá-los, notará que o som ficará mais alto e claro.

Hear now. And always


Cochlear®

DICAS PARA O USO DE BATERIAS



Verifique se há sinais de corrosão diariamente

- Em climas mais quentes ou mais úmidos, a corrosão pode ser uma causa comum de problemas com os processadores de som. Portanto, lembre-se de limpar as conexões das baterias e as baterias diariamente.



A manutenção depende do tipo de bateria que você usa

- Há dois tipos de baterias: as baterias de zinco-ar descartáveis e as baterias recarregáveis que podem durar pelo menos 365 ciclos de carga.

DICA: Para as baterias recarregáveis, lembre-se que uma bateria completamente descarregada levará cerca de quatro horas para recarregar. Certifique-se de que você tenha disponíveis baterias de reserva e que estejam prontas para uso.



Baterias recarregáveis requerem um pouco mais de cuidado

- Certifique-se de que você tenha colocado somente baterias recarregáveis em seu carregador.
- Se no carregador de bateria tiver sido espirrado água, agite cuidadosamente o carregador, retire o líquido e seque o carregador de bateria completamente, com um pano macio. Deixe-o em uma área seca por 24 horas. Não use o carregador até ele estar completamente seco.
- Lembre-se de fazer em seu carregador uma boa limpeza regularmente. Desconecte seu carregador, vire-o de cabeça para baixo e bata nele devagar para remover a sujeira. Limpe os soquetes do carregador com um pano macio e seco.
- Quando não estiver em uso, vire o carregador para baixo e deixe-o nessa posição. Para o carregador USB do Processador Nucleus® 7, coloque a capa no conector quando ele não estiver em uso. Isso vai ajudar a prevenir o acúmulo de poeira/sujeira nos soquetes do carregador de bateria.

DICA: Para garantir que você não deixe de usar um dos soquetes, carregue suas baterias em diferentes soquetes quando você utilizar o carregador.

Para mais informações contate a equipe de seu serviço ao cliente ou conecte-se ao Cochlear Family para receber atualizações sobre o uso do dispositivo.

www.cochlear.com/br

Nos siga em:

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +61 2 9428 6555
Cochlear Latinoamérica International Business Park, Edificio 3835, Oficina 403, Panamá Pacífico, Panamá Tel: +507 830 6220
Cochlear Colombia Avenida Carrera 9 #115-06 Of. 1201 Edificio Tierra Firme, Bogota D.C., Colombia Tel: (+57) 315 339 7169, (+57) 315 332 5483
Cochlear México Tamaulipas #150, Piso 9, Torre A Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06170, CDMX Tel: +52 5552414500

Por favor procure aconselhamento junto ao seu profissional de saúde sobre os tratamentos para perda auditiva. Os resultados podem variar e o seu profissional de saúde irá aconselhá-lo acerca dos fatores que podem afetar o seu resultado. Leia sempre as instruções de uso e consulte o guia específico do usuário para obter mais informações. Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países. Por favor, contate o seu representante local da Cochlear para obter informações do produto. Consulte o seu profissional de saúde para determinar se você é candidato a uma tecnologia da Cochlear.

© Cochlear Limited 2020. Cochlear, Hear now. And always, o logo elíptico, e marcas representadas com os símbolos ® ou ™, são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Cochlear Limited ou da Cochlear Bone Anchored Solutions AB (salvo indicação em contrário).

D1755199 Guide to Device Care Maintenance PT-BR CLASA

