

✦ Higienização diária após ativação do Processador de som Baha

É importante efetuar a limpeza diária. Sujidades no ponto de contato podem afetar a qualidade sonora e causar danos no processador de som.

Baha® Connect



- Limpeza Diária
 - Limpe a pele ao redor do pino usando sabonete neutro e água.
 - Utilize um lenço sem álcool para remover quaisquer detritos em torno da base do pino.
 - Cuidadosamente, seque com uma toalha ou lenço de papel limpo.
 - Qualquer cabelo enrolado em torno do pino deve ser removido.
- Limpeza semanal
 - O interior do pino deve ser limpo com uma escova macia, a seco.
 - Limpe o processador de som usando um lenço de limpeza sem álcool.

Baha® Attract



- Mantenha o ímã limpo usando um lenço macio. Não use água corrente.
- Mantenha o acoplamento de pressão limpo usando uma escova macia.
- Você deve trocar a almofada Baha Softwear™ regularmente, ou nos seguintes casos:
 - Se verificado um acúmulo de sujeira ou umidade na almofada Baha Softwear
 - Se a almofada Baha Softwear parecer desgastada ou danificada
 - Se você perceber uma deterioração gradual no conforto de utilização (se trocar a almofada Baha Softwear não ajudar, contacte o profissional de saúde auditiva)

Desumidificação e Limpeza

Guarde o processador durante a noite no kit de secagem. Armazenar o processador totalmente montado, sem a pilha, durante 8 horas para um efeito de secagem ideal. Lembre-se de retirar a pilha ao usar o desumidificador. Para aqueles que utilizam o desumidificador elétrico, é necessário substituir a pastilha de desumidificação em seu kit de secagem a cada dois meses.



Importante!

Se o seu processador de som está sujeito a situações com grande umidade ou poeira, considerar uma maior frequência de limpeza e manutenção preventiva para mantê-lo funcionando melhor e por mais tempo.



Cuidado Pré Operatório

Antes da cirurgia é muito importante lavar bem o cabelo e remover toda a oleosidade e sujeira.



Cuidado Pós Operatório

SISTEMA BAHA CONNECT

- Nas primeiras semanas após a cirurgia, deve se tomar cuidado com a pele ao redor do implante. Mesmo após a cicatrização, o abutment/pilar deve ser limpo todos os dias.
- O curativo é feito com healing cap, gaze ou qualquer tipo de cordão com pomada de escolha do médico. Se houver necessidade, refaça o curativo usando a mesma técnica.
- O uso do **Healing Cap** é opcional até a ativação.
- Remoção dos pontos ocorrerá entre 7 a 10 dias.
- Sua pele pode ficar sensível por alguns dias e por isso trate-a suavemente.
- Quando a sua pele estiver completamente curada, é importante continuar a sua rotina de cuidados
- Evite qualquer acúmulo de sujeira ao redor do abutment/pilar.



Higienização:

- Lave a área do abutment/pilar com água morna todos os dias. Você pode fazer isso enquanto toma banho.
- Depois de limpar a área, use um cotonete ou uma escova de bebe macia para limpar delicadamente ao redor e dentro do abutment/pilar.
- Em dias quentes, você ainda pode higienizar utilizando um cotonete ou algodão ou uma toalhinha macia com água e sabão neutro ou lenço umedecido. Para isso, siga as seguintes etapas:
 1. Umedeça o algodão com sabão
 2. Retire toda a sujidade e resíduo acumulado
 3. Retire o sabão com algodão umedecido com água
 4. Seque bem
- Em alguns casos, o profissionais podem orientar o uso do álcool 70% por duas vezes na semana.
- Quem não consegue limpar a pele ao redor do abutment/pilar precisará de ajuda de sua família ou de seus cuidadores.
- Inspeção a pele ao redor do seu abutment/pilar todos os dias. Se ocorrer alguma dor, vermelhidão, irritação ou inchaço, entre em contato com seu médico para aconselhamento e tratamento.
- Se sentir alguma dormência ao redor do pilar, não se preocupe. Isso pode ser comum no período após a cirurgia e geralmente irá diminuir depois de algum tempo.
- A limpeza deve ser sempre suave para não agredir a pele.



SISTEMA BAHA ATTRACT

- Após a cirurgia, será feito um curativo com gaze e ficará enfaixado com “meia compressão” por no mínimo 24 horas.
- Remoção dos pontos ocorrerá entre 7 a 10 dias.
- Inspeção a pele todos os dias. Se ocorrer alguma dor, vermelhidão, irritação ou inchaço, entre em contato com seu médico para aconselhamento e tratamento potencial.
- Se sentir alguma dormência no local do implante, não se preocupe. Isso pode ser comum no período após a cirurgia e geralmente irá diminuir depois de algum tempo.

Higienização:

- Lave normalmente a área e seque bem.

Ímã Externo:

Muita atenção na adaptação do ÍMÃ EXTERNO.

Recomendação:

- Colocar o ímã externo pelo menos uma semana antes da ativação, para acomodação da pele.
- Usar efetivamente sem o processador.
- Verificar semanalmente as condições da pele e se necessário, alterar a força do ímã e acompanhar.

Uso do SoftWear Pad no Baha Attract para maior conforto

- 1 Selecione uma SoftWear Pad e remova o papel para expor a superfície adesiva.
- 2 Cole ao ímã certificando-se de que esteja centralizado e que cubra toda a superfície do ímã.
- 3 Remova os papéis em semicírculo que cobre o outro lado do SoftWear Pad antes de começar a usar o ímã.
- 4 Se o ímã estiver muito forte, pode usar mais de uma SoftWear Pad
- 5 Troque a SoftWear Pad sempre que necessário, remova a antiga do ímã, levantando e segurando a parte não adesiva do material macio, em seguida, puxe lentamente para fora descolando do ímã. Certifique-se de que qualquer resíduo de adesivo seja completamente removido do ímã.

