



# Cuide Bem de Sua Audição

# Cuide Bem do Seu Aparelho

## Cuidados - Implante Cochlear



### Diariamente

- Verifique todas as peças, não deve conter sujeira e umidade.
- Limpe com um pano macio e seco o Processador, Antena, Imã, Cabo de antena, Gancho de orelha e Módulo de Bateria
- Para limpeza do processador Kanso aplique o álcool isopropílico apenas na região das pilhas descartáveis, pois o contato com o gabinete pode provocar manchas no processador
- Mantenha o seu processador livre de umidade colocando todas as noites em seu kit de secagem
- Ao utilizar algum acessório de áudio, verifique o plugue. Se necessário, limpe-o antes de conectá-lo



- Remova o módulo de bateria e certifique-se que todos os contatos estejam limpos. Limpe com cuidado removendo toda a sujeira

- Para remover a poeira e limpar o plugue de acessórios utilize um pano macio ou escova macia. Sempre seco.
- Verifique os protetores de microfone, se estiverem com sujeira devem ser substituídos



# Cuidados com o Processador de Som do Implante Cochlear



## A cada dois meses

- Substituir a pastilha de desumidificação em seu kit de secagem

Lembrando que é importante colocar o seu processador de som toda noite no kit de secagem.

O processo dura 8 horas para um ciclo completo de secagem.



Kit de Secagem



## A cada três meses

- Substituir os protetores de microfone

A recomendação é que esses protetores sejam trocados a cada 3 meses, isso ajudará a manter o processador de som em bom estado de funcionamento e com um melhor desempenho auditivo.

O Protetor de Microfone é uma peça importante para proteger os microfones do processador de fala da sujeira e umidade.



## Importante!

*Caso você esteja em um local com maior umidade, se é uma pessoa que transpira muito ou percebe alguma diferença na qualidade do som, faça a limpeza e manutenção do seu processador de som com maior frequência para seu melhor desempenho auditivo.*



**politec  
saúde**  
soluções auditivas

### Assistência Técnica

Tel.: 11 4191 4514 / 0800 877 20 20  
atendimento@politecsaude.com.br  
www.politecsaude.com.br/assistencia-tecnica